

Actualizar APP OMNI

Guía de actualización de app OMNI Telemedicine

Comprobar la versión de OMNI Telemedicine instalada en el equipo

Si se necesita saber la versión de la aplicación OMNI instalada en el equipo, se puede comprobar de dos maneras.

- En la lista de aplicaciones
 - Escritorio del TVBox (Android)
 - Ajustes (Ruedecita arriba derecha)
 - Aplicaciones
 - Buscar OMNI Telemedicine
 - En la cabecera aparece la versión instalada
 - En la PlayStore
-

Métodos de actualización de la aplicación OMNI Telemedicine

ATENCION: El proceso requiere usar el mando del TVBox, mando KM3

Actualizar OMNI Telemedicine con PlayStore

Las actualizaciones de la APP de OMNI la debe realizar automáticamente la **Play Store de Google**

Sin embargo, se puede realizar la actualización de modo manual siguiendo los pasos:

- El proceso se realiza desde la Play Store
- En los Android TV se encuentra en el menú de **Aplicaciones > Icono de PlayStore**

- Luego se busca por nombre de aplicación: "OMNI Telemedicine" y se selecciona el icono de "OMNI Telemedicine"
- Pulsando sobre la descripción se accede a detalles de la aplicación, que muestra la versión actualmente instalada
- Si no hay versión más reciente en la PlayStore, no mostrará el botón de **Actualizar**, solamente **Abrir**
- Si la aplicación está desinstalada, aparecerá disponible el botón **Instalar**

Vídeo con detalles del proceso completo:

Actualizar OMNI Telemedicine con notificación PUSH

Si no se consigue actualizar la aplicación OMNI Telemedicine con el método anterior, se puede enviar una orden al TVBox, si ya tiene configurado OMNI Telemedicine, para que descargue de nuestros servidores la última versión.

El proceso se detalla en el siguiente vídeo:

Revision #7

Created 2021-10-28 15:37:41 UTC by soporte

Updated 2021-11-23 14:46:24 UTC by soporte